



カタログNO. **L405b**

医療機器認証番号
221AHBZX00013000

2015年10月価格改定

Automatic Air Massager

家庭用 エアマッサージ器

フィジカルメドマー

PM-8000

PAT D. PAT



今度のメドマー®は、いろいろできる!

発売中



ブーツ M セット

発売中



パンツセット

発売予定



ブーツ S セット

発売予定



アームバンド
セット



Physical
MEDOMER


エアロテラピーで気分爽快!

効能・効果

- 血行促進
- 疲労回復
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のコリをほぐす
- 神経痛、筋肉痛の緩解



脚は第二の心臓。歩く度に血液を心臓へ送るポンプです。



ふくらはぎの筋肉は足先から心臓へと血液を送る役割もしています。

歩く運動は「ふくらはぎ」の筋肉運動で、下半身にたまった静脈血液を心臓に押し上げる作用を促進し、脚の血行を高めます。そして、からだ全体の血行を活発にします。

血流促進が大切な理由


血液は心臓というポンプによってからだの中を循環しています。心臓を中心として送りだされる「血液を運ぶ血管」を**動脈**、反対に心臓にもどる「血液が通る血管」を**静脈**といいます。血液の場合、渋滞が起こりやすいのは静脈で、特に太ももから下の脚部は、心臓から遠く、下の方にあるため、一番渋滞が起こりやすい部分なのです。

マッサージは、血液の慢性的渋滞部分ともいふべき下肢静脈血の心臓への還流促進にすぐれた効果を発揮します。



《普通の状態》

静脈に空気圧を加えて圧縮し、血液の循環を促進させます。



《メドマー使用時》

優れた 気室 構造

マッサージの理想を追求した気室構造。
「やさしいもみ心地」と「効果的な刺激」をプログラムモードで正確に実行します。

腰まわり

血液の還流を促進し、負担のかかりやすい腰のコリをもみほぐします。

おしり～もも

たまりがちな血液の還流を促進し、下半身の疲れを取り除きます。

ふくらはぎ～足先

ふくらはぎの血液還流促進作用によって、脚の血行を高め、からだ全体の血行を活発にします。

パンツ気室イメージ



カフ表面の生地は綿製で
やさしい感触



※ブーツM気室イメージ



エアバックを簡単に取り外せる内側収納部

揉み残し 部位がない オーバーラップ 構造



気室イメージ

カフは6気室でオーバーラップ構造

カフ内は6気室に分かれ、各エアバックがオーバーラップしています。
もみ残し部位のない効果的なマッサージが行えます。

メンテナンス性を重視した設計



独立エアバック

カフ内6個のエアバックが独立で
個別交換可能

洗える生地

エアバックを取りはずして外側の生地
が洗えます



ファスナー交換ベルト

ファスナー交換ベルト

ファスナーが消耗した場合、カフを
預けしないで部品（ベルト）交換で対応



強化ファスナー

強化ファスナー

ファスナーサイズUPで耐久性UP



新構造

ニップル

進化したニップル

さしやすく、外れにくいニップル構造で
セッティングがよりスマートに




さし込み式
電源コード

ACインレット

コード断線の場合、本体を預けなくて
部品交換で対応

設定時間
1分単位での
設定が可能

マッサージ
モード
ウェーブ
（揉み上げ方式）
スクイーズ
（絞上げ方式）
ハイパー
（全室同時加圧方式）



メモリ 役立つプリセット機能
前回の設定を簡単に再現

圧力設定
2.0kPa～12kPa
（15mmHg～90mmHg）
までの6段階



フック

背面に取付けフック付き
ベッドフレームに簡単取付け

低圧から設定可能
2.0kPa（15mmHg）～

仕様

本体寸法	縦 153 × 横 354 × 奥行 225mm
本体質量	5.7kg
定格電圧	AC100V (50/60Hz)
定格消費電力	48/46W (PSE)、38/35W (JIS)
待機電力	3/2.9W
定格時間	30分
運転時間設定範囲	1～30分
圧力調整範囲	2.0～12.0kPa (15～90mmHg) 6段階
加圧サイクル (圧力 6kPa(45mmHg)の時)	ウェーブ 60秒<100秒>
※<>はパンツ	スクイーズ 50秒<75秒>
	ハイパー 30秒<50秒>
ホース長さ	2.5m
使用環境温度	5～40℃

●オプション

6連ホースブーツM・
パンツ用
HM-100

消耗品



標準価格 11,000円
+消費税

ブーツM (エアバック付)
BM-100

消耗品



標準価格 49,500円
+消費税

パンツ (エアバック付)
P-100

消耗品



標準価格 99,000円
+消費税

Lサイズベルト／ブーツM用
YM-100

消耗品

標準価格 5,500円
+消費税



Lサイズベルト／パンツ用
YP-100

標準価格 6,600円
+消費税



ファスナー交換ベルト／ブーツM用
ZM-100

消耗品

標準価格 5,500円
+消費税



ファスナー交換ベルト／パンツ用
ZP-100

標準価格 6,600円
+消費税




電源コード
CAB-100

消耗品

標準価格 3,300円
+消費税



●ブーツMセット



標準価格 295,000円
+消費税

●パンツセット



標準価格 295,000円
+消費税

▲使用上の注意 「フィジカルメドマー」を使用する場合、以下の点に注意してください。

▲警告

- 次の人は、本機の使用を禁止します。
 1. 医師からマッサージを禁じられている人
(例：血栓(塞栓)症、重度の動脈粥状硬化(動脈硬化)、急性静脈炎(血栓)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)
 2. 発症後6ヶ月以内の下肢深部静脈血栓症を患っているか、もしくはその恐れのある場合。
※「下肢深部静脈血栓症」とは、下肢全体または膝より下が腫れ上がって痛みがあり、立ち上がり歩いたりすると痛みが強くなる自覚症状のあることをいいます。
 3. 装着部におでき、やけど、虫さされなどの急性炎症や化膿性疾患がある場合。
- 本機の改造、分解、修理は絶対にしないでください。事故の原因になります。

▲注意

- 次の人は必ず医師と相談のうえ使用してください。症状や病因によっては使用に不適な場合があります。
 1. ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み形医用電気機器を使用している人
 2. 心臓に障害がある人
 3. 高血圧症と診断されている人
 4. 悪性しゅよう(腫瘍)のある人
 5. 糖尿病の人
 6. 体温38℃以上(有熱期)の人
 7. 骨折しう(鬆)症の人、せきつい(背椎)の骨折、急性(しう)痛性(疼痛性)疾患の人
 8. 妊娠初期の不安定期または、出産直後の人
 9. 安静を必要とする人
 10. 特に身体に異常を感じている人
 11. 皮膚の弱い人
 12. 治療部位に疾患から生じるむくみや疼痛のある人
 13. 治療部位に骨折、脱臼、肉ばなれ、ねんざ、創傷のある人
 14. 上記以外の疾患で医師の治療を受けている人
 15. 自覚症状の意思表示がでない人
 16. 本機の使用によりかえって疼痛が増す人
 17. 本機を使用しても症状の改善が見られない人
- 通常、圧力設定は6.0kPa以下でご使用ください。特に肌の弱い方は、圧迫痕が残ることがあります。

◆ご使用前に必ず取扱説明書をお読みになり、安全にご使用ください。◆本カタログに記載の仕様および内容は2015年9月現在のものです。予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ご用命は：

メドマー専門店
クアイデンキ
有限会社 九合電気

〒373-0817 群馬県太田市飯塚町 1340
TEL 0276-45-0221 FAX 0276-47-0514

製品に関する様々な情報をご案内しております。
www.medo.co.jp/
eメールアドレス：sales@medo.co.jp

《お客様ご相談窓口》
フリーコール **0120-265-521**
受付時間：AM9:00～PM5:00(土日・祝日を除く)

販売元



メドー産業株式会社

本社 〒146-0081 東京都大田区仲池上2-9-4
TEL 03(5748)5521(代表) FAX 03(3754)0258
大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2-10-10
TEL 06(6976)3271(代表) FAX 06(6976)3841

製造販売元

日東工器株式会社



※本カタログの無断複写を固くお断わりします。

15INet05-①